

ARTROMOT® F

Аппарат для пассивной разработки
пальцев и суставов кисти



Производитель: Ormed GmbH (DJO Global), Германия

Двигательный прибор, используемый для продолжительной пассивной мобилизации (ППМ) суставов руки и пальцев.

Подходит для использования в больницах, клиниках, для общей практики и в арендных услугах, это важное приложение к медицинскому и терапевтическому лечению.

Artromot® F оказывает лечение большинства травм, послеоперационные состояния и болезни сустава руки или пальца.

Назначение:

Двигательная терапия с использованием ARTROMOT-F особенно эффективна для предотвращения обездвиживающего повреждения, **быстрого восстановления подвижности сустава** и поддержки ускоренного лечения с хорошими функциональными результатами.

Терапия помогает:

- предотвратить неподвижность суставов
- улучшить метаболизм сустава
- способствовать восстановлению (лечению) хрящевых зон и поврежденных связок
- ускорить всасывание гематомы
- улучшить лимфо- и кровообращения
- предотвратить тромбозы и эмболию
- понижение пост-операционной боли

Показания:

- капсулотомии, атролизе, тенолизе, посттравматических контрактурах;
- открытом сокращении и твердой внутренней фиксации внутрисуставного, диафизарного и метафизического повреждения фаланг;
- тенолизе сгибающего и разгибающего сухожилия;
- синовэктомия сгибающего и разгибающего сухожилия, последующей артротомии и дренажа острого зараженного артрита;
- устойчивых повреждений;
- раздробленных травм руки без повреждений или смещений;
- реплантации руки или пальца;
- размыкающей контрактуры Дипитрена;
- ответно-рефлекторной дистрофии;



Особенности Artromot® F:

- пульт управления для облегченного и более точного контроля параметров терапии
- быстрая настройка и легкая установка на руке пациента
- прибор адаптирован к использованию на обеих руках, **включая реабилитацию большого пальца**
- работает от батареек, **легкий вес** (1 кг)
- кейс для транспортировки

Противопоказания:

- неизлечимые или неконтролируемые инфекции;
- кровоизлияния;

Спецификация

Амплитуда движений	Сгиб\разгиб ТФС 0°-90° (трансфалангеальный сустав) Сгиб\разгиб БИС 0°-110° (ближайшего интерфалангеального сустава) Сгиб\разгиб ДИС 0°-70° (дальнего интерфалангеального сустава)
Функции	Пауза 0- 30 сек. Скорость 1- 4 Разогрев 1 Реверс 1 - 5
Артикул	170001

Технические характеристики:

Электрическое соединение:	6В 4АА или 100-240В/50-60Гц
Номинальный текущий мотор:	2,5 А макс.
Расход энергии:	40 ВА
Плавкие предохранители:	1,5 А PTC
Степень защиты:	VDE защита 1 класса, тип Б

Окружающие условия	
Окружающая температура:	-40° С - +70°С
Относительная влажность воздуха:	10% - 100%
Давление воздуха:	500 кПа – 1060 кПа

Условия при работе	
Окружающая температура:	+10° С - +40°С
Относительная влажность воздуха:	30% - 75%
Давление воздуха:	700 кПа – 1060 кПа





Thumb treatment



**ОБОРУДОВАНИЕ СЕРТИФИЦИРОВАНО И ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В
МИНЗДРАВЕ РФ.**

ДОСТУПЕН ДЛЯ ЗАКАЗА В 2021 г.

